


APLW 019/1  
Panier supérieur  
avec 121 buses d'injection APLW 047.



- Uniquement pour une utilisation sur les niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115731 / Numéro de matériel: 11104710 /  
Ancien Numéro de matériel: 69301901D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	200
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	14 (355)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/4 (565)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/4 (615)
Poids net en kg	15 (6,64)
Poids brut en kg	20 (9,06)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
APLW 047 gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 50 mm [nombre]	121