

APLW 020/1

Panier inférieur

équipé de 121 buses d'injection APLW 047.



**Image
in progress**

- Uniquement pour une utilisation sur le niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115755 / Numéro de matériel: 11104730 /
Ancien Numéro de matériel: 69302001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	22 11/16 (575)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	14 (355)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	22 3/16 (562)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	26 5/8 (675)
Poids net en lb (kg)	20 (8,64)
Poids brut en lb (kg)	25 (11,26)
Paquet d'accessoires	
APLW 047 gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 50 mm [nombre]	121