

APLW 021

Panier inférieur

avec 110 emplacements d'injecteurs vides pour buses de Ø 2,5 mm.



**Image**  
in progress

- Uniquement pour une utilisation sur le niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115762 / Numéro de matériel: 11104740 /  
Ancien Numéro de matériel: 69302100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	110
Flacons [nombre]	110
Verrerie à col étroit [nombre]	110
Bouteilles [nombre]	110
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	575
Dimension extérieure, largeur nette en mm	504
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	450
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	14 (355)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/4 (562)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/4 (615)
Poids net en kg	14 (5,91)
Poids brut en kg	19 (8,35)