

APLW 023

Panier inférieur

avec 56 emplacements d'injecteurs vides pour buses de Ø 2,5 mm.



**Image
in progress**

- Uniquement pour une utilisation sur le niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115786 / Numéro de matériel: 11104760 /
Ancien Numéro de matériel: 69302300D

| | |
|--|-------------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Accessoires | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier à injection | • |
| Panier inférieur | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox, Noir, Blanc |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Capacité | |
| Verrerie à col étroit [nombre] | 56 |
| Bouteilles [nombre] | 56 |
| Erlenmeyer [nombre] | 56 |
| Ballons gradués [nombre] | 56 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 575 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 504 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 480 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 14 (355) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 22 1/4 (562) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 24 1/4 (615) |
| Poids net en kg | 13 (5,48) |
| Poids brut en kg | 18 (7,91) |