

APLW 024/1
Panier inférieur
avec 42 buses d'injection APLW 052.



**Image
in progress**

- Uniquement pour une utilisation sur le niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115809 / Numéro de matériel: 11104780 /
Ancien Numéro de matériel: 69302401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	42
Bouteilles [nombre]	42
Erlenmeyer [nombre]	42
Ballons gradués [nombre]	42
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	6 5/16 (160)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	22 11/16 (575)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	13 7/8 (352)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	22 3/16 (562)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	24 1/4 (615)
Poids net en lb (kg)	12 (5,22)
Poids brut en lb (kg)	20 (8,83)
Paquet d'accessoires	
APLW 052 gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 175 mm [nombre]	42