

APLW 025

Panier inférieur

avec 24 emplacements d'injecteurs vides pour buses.



**Image
in progress**

- Uniquement pour une utilisation sur le niveau le plus bas
- 230 x 490 mm d'espace utile

Code EAN: 4002516115830 / Numéro de matériel: 11104810 /
Ancien Numéro de matériel: 69302500D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
Erlenmeyer [nombre]	24
Ballons gradués [nombre]	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	136
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	582
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	14 1/4 (360)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/8 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	23 5/8 (600)
Poids net en kg	10 (4,40)
Poids brut en kg	17 (7,40)