

APLW 025/1

Panier inférieur

avec 12 buses d'injection APLW 056 et 12 buses d'injection APLW 052.



**Image
in progress**

- Uniquement pour une utilisation sur le niveau le plus bas
- 230 x 490 mm d'espace utile

Code EAN: 4002516115847 / Numéro de matériel: 11104820 / Ancien Numéro de matériel: 69302501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
Erlenmeyer [nombre]	24
Ballons gradués [nombre]	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	270
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 7/8 (350)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/8 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/8 (610)
Poids net en kg	12 (5,25)
Poids brut en kg	19 (8,39)
Paquet d'accessoires	
APLW 052 gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 175 mm [nombre]	12
APLW 056 gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 225 mm [nombre]	12