

APLW 027

Panier inférieur

avec 16 emplacements d'injecteurs vides pour buses.



**Image  
in progress**

- Uniquement pour une utilisation sur le niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115878 / Numéro de matériel: 11104850 /  
Ancien Numéro de matériel: 69302700D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	16
Bouteilles [nombre]	16
Erlenmeyer [nombre]	16
Ballons gradués [nombre]	16
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	22 1/2 (570)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (536)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/8 (516)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	13 7/16 (340)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 7/8 (555)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	24 1/4 (615)
Poids net en lb (kg)	11 (4,74)
Poids brut en lb (kg)	16 (7,05)