

APLW 028

Panier inférieur

avec 27 emplacements d'injecteurs vides pour buses.



**Image  
in progress**

- Uniquement pour une utilisation sur le niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115885 / Numéro de matériel: 11104860 /  
Ancien Numéro de matériel: 69302800D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	27
Bouteilles [nombre]	27
Erlenmeyer [nombre]	27
Ballons gradués [nombre]	27
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	458
Dimension extérieure, largeur nette en mm	420
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	35
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 1/2 (340)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	21 7/8 (555)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/4 (615)
Poids net en kg	11 (4,98)
Poids brut en kg	17 (7,30)