

APLW 030

Panier inférieur

avec 12 emplacements d'injecteurs vides pour buses.



**Image  
in progress**

- Uniquement pour une utilisation sur le niveau le plus bas
- 220 x 490 mm d'espace utile

Code EAN: 4002516115908 / Numéro de matériel: 11104880 /  
Ancien Numéro de matériel: 69303000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	12
Bouteilles [nombre]	12
Erlenmeyer [nombre]	12
Ballons gradués [nombre]	12
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	135
Dimension extérieure, largeur nette en mm	424
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	582
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	14 (355)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/4 (565)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/4 (615)
Poids net en kg	10 (4,32)
Poids brut en kg	15 (6,72)