


APLW 030/1

Panier inférieur

équipé de 6 buses d'injection APLW 067 et 6 buses d'injection APLW 066.



- Uniquement pour une utilisation sur le niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115915 / Numéro de matériel: 11104890 / Ancien Numéro de matériel: 69303001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	12
Bouteilles [nombre]	12
Erlenmeyer [nombre]	12
Ballons gradués [nombre]	12
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	235
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	575
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	14 (355)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/4 (565)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/4 (615)
Poids net en kg	12 (5,33)
Poids brut en kg	19 (8,55)
Paquet d'accessoires	
APLW 066 gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 175 mm [nombre]	6
APLW 067 gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 225 mm [nombre]	6