

APLW 032

Panier inférieur

avec 121 + 24 emplacements d'injecteurs vides pour buses.



Image
in progress

- Uniquement pour une utilisation sur le niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115939 / Numéro de matériel: 11104910 /
Ancien Numéro de matériel: 69303200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	22 1/2 (570) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	21 1/8 (536) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	2 13/16 (70) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	14 (355)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/16 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/16 (610)
Poids net en kg	14 (5,99)
Poids brut en kg	19 (8,31)