

APLW 032/1

Panier inférieur

avec 121 buses d'injection APLW 048 et 24 buses d'injection APLW 056.



**Image  
in progress**

- Uniquement pour une utilisation sur le niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115946 / Numéro de matériel: 11104920 / Ancien Numéro de matériel: 69303201D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	270
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	575
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	14 (355)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/8 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/8 (610)
Poids net en kg	14 (5,99)
Poids brut en kg	31 (13,98)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
APLW 048 gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 80 mm [nombre]	121
APLW 056 gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 225 mm [nombre]	24