


APLW 034

Couvercle

Hauteur 250 mm, pour fixer les ustensiles fragiles.



Code EAN: 4002516115960 / Numéro de matériel: 11104940 /  
Ancien Numéro de matériel: 69303400D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément	•
Cache	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	9 7/8 (250) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	9 13/16 (248) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	9 13/16 (248) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 (330)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	12 5/16 (312)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	12 7/16 (315)
Poids net en kg	2 (0,52)
Poids brut en kg	4 (1,38)