

APLW 036

Couvercle

Hauteur 45 mm, pour fixer les ustensiles fragiles.



Code EAN: 4002516115984 / Numéro de matériel: 11104960 /  
Ancien Numéro de matériel: 69303600D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément	•
Cache	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	248
Dimension extérieure, largeur nette en mm	248
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	45
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	11 (278)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2 1/4 (57)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	11 1/4 (285)
Poids net en kg	1 (0,39)
Poids brut en kg	2 (0,53)