

APLW 037

Grille de protection

réglable en hauteur, pour fixer les ustensiles fragiles



Code EAN: 4002516115991 / Numéro de matériel: 11104970 /
Ancien Numéro de matériel: 69303700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Cache	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	225
Dimension extérieure, largeur nette en mm	369
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	380
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 7/8 (350)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	17 (430)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	20 1/8 (510)
Poids net en kg	3 (1,13)
Poids brut en kg	7 (2,82)