

APLW 038  
 Complément  
 pour traiter les flacons Erlenmeyer à col large et les cylindres gradués.



- Avec 14 crochets élastiques de 175 mm et 14 de 105 mm de hauteur

Code EAN: 4002516116004 / Numéro de matériel: 11104980 /  
 Ancien Numéro de matériel: 69303800D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	185
Dimension extérieure, largeur nette en mm	195
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	450
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 5/8 (345)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	17 1/4 (435)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	20 1/8 (510)
Poids net en kg	2 (0,60)
Poids brut en kg	6 (2,41)