

APLW 039
Complément
pour le traitement optimal de boîtes de Petri.



- Convient pour 26 boîtes de Petri
- Distance entre les supports 24 mm

Code EAN: 4002516116011 / Numéro de matériel: 11104990 /
Ancien Numéro de matériel: 69303900D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les boîtes de Pétri	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	83
Dimension extérieure, largeur nette en mm	237
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	430
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10 1/8 (255)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	16 1/4 (410)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	20 1/8 (510)
Poids net en kg	3 (1,17)
Poids brut en kg	6 (2,47)