


APLW 040  
Complément  
pour le traitement optimal d'éprouvettes de hauteur 100 mm.



- Pour utilisation avec couvercle APLW 043

Code EAN: 4002516116028 / Numéro de matériel: 11105000 /  
Ancien Numéro de matériel: 69304000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les tubes à essai	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de chargement maximale en mm	4 5/8 (115)
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	100
Dimension extérieure, largeur nette en mm	220
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	220
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 (330)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	12 1/2 (315)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	12 1/2 (315)
Poids net en kg	2 (0,47)
Poids brut en kg	4 (1,58)