

APLW 042 Complèment pour le traitement optimal d'éprouvettes de hauteur 200 mm.



 Pour utilisation avec couvercle APLW 043

Code EAN: 4002516116042 / Numéro de matériel: 11108 Ancien Numéro de matériel: 69304200D	5020 /
Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de chargement maximale en mm	8 1/2 (215)
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	202
Dimension extérieure, largeur nette en mm	220
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	220
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12 7/8 (325)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	12 1/8 (305)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	12 1/4 (310)
Poids net en kg	2 (0,65)
Poids brut en kg	4 (1,60)