


APLW 044

Filet de séparation

pour diviser la surface de l'APLW 040-042.



Code EAN: 4002516116066 / Numéro de matériel: 11105040 /  
Ancien Numéro de matériel: 69304400D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Support	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	75
Dimension extérieure, largeur nette en mm	205
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	200
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	8 1/2 (215)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	10 3/4 (270)
Poids net en kg	1 (0,36)
Poids brut en kg	2 (0,60)