

APLW 045

Gicleur à injection

avec support en plastique, forme conique, Ø 2,5, longueur 80 mm.



**Image  
in progress**

- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 4 mm

Code EAN: 4002516116073 / Numéro de matériel: 11105050 /  
Ancien Numéro de matériel: 69304500D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	15
Dimension extérieure, largeur nette en mm	15
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	90
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1 5/8 (40)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2 5/8 (65)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (118)
Poids net en kg	1 (0,01)
Poids brut en kg	1 (0,02)