

APLW 046

Gicleur à injection

avec support en plastique, forme conique, attache ressort, Ø 2,5, long. 80 mm.

Code EAN: 4002516116080 / Numéro de matériel: 11105060 /

Ancien Numéro de matériel: 69304600D



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 4 mm

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 13/16 (20)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	3 9/16 (90)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	4 3/4 (120)
Poids net en lb (kg)	1 (0,01)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,01)