

APLW 047

Gicleur à injection

avec support en plastique, forme conique, Ø 2,5, longueur 50 mm.

Code EAN: 4002516117261 / Numéro de matériel: 11105070 /
Ancien Numéro de matériel: 69304700D



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 4 mm

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	1 5/16 (32)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	1 5/16 (32)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	2 7/16 (61)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	4 3/4 (120)
Poids net en lb (kg)	1 (0,02)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,02)