

APLW 048

Gicleur à injection

avec support en plastique, forme en étoile, Ø 2,5, longueur 80 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 4 mm

Code EAN: 4002516116097 / Numéro de matériel: 11105080 /  
Ancien Numéro de matériel: 69304800D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	32
Dimension extérieure, largeur nette en mm	32
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	90
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/4 (5)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4 3/8 (110)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	6 5/8 (167)
Poids net en kg	1 (0,00)
Poids brut en kg	1 (0,00)