

APLW 051

Gicleur à injection

avec support en plastique, forme étoile avec butée Ø 4, long. 110 mm.

Code EAN: 4002516116127 / Numéro de matériel: 11105110 /

Ancien Numéro de matériel: 69305100D



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 5 mm

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	2 3/16 (54) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	2 3/16 (54) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	4 9/16 (115) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (120)
Poids net en kg	1 (0,01)
Poids brut en kg	1 (0,02)