

APLW 052

Gicleur à injection

avec support en plastique, forme étoile avec butée, Ø 4, long. 175 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 5 mm

Code EAN: 4002516117278 / Numéro de matériel: 11105120 / Ancien Numéro de matériel: 69305200D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	54
Dimension extérieure, largeur nette en mm	54
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	178
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	5 15/16 (150)
Poids net en kg	1 (0,02)
Poids brut en kg	1 (0,02)