

APLW 054

Gicleur à injection

avec support en plastique, forme étoile avec butée, Ø 6, long. 135 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm

Code EAN: 4002516116141 / Numéro de matériel: 11105140 /
Ancien Numéro de matériel: 69305400D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	75
Dimension extérieure, largeur nette en mm	75
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	144
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 1/4 (55)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 7/8 (250)
Poids net en kg	1 (0,02)
Poids brut en kg	1 (0,03)