

APLW 056

Gicleur à injection

avec support en plastique, forme étoile avec butée, Ø 6, long. 225 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm

Code EAN: 4002516116219 / Numéro de matériel: 11105160 / Ancien Numéro de matériel: 69305600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	75
Dimension extérieure, largeur nette en mm	75
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	232
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4 (100)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	6 (150)
Poids net en kg	1 (0,02)
Poids brut en kg	1 (0,03)