

APLW 057

Gicleur à injection

avec support en plastique, forme étoile avec butée, Ø 6, long. 275 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm

Code EAN: 4002516116233 / Numéro de matériel: 11105170 / Ancien Numéro de matériel: 69305700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	75
Dimension extérieure, largeur nette en mm	75
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	287
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 1/4 (55)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4 (100)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	11 7/8 (300)
Poids net en kg	1 (0,03)
Poids brut en kg	1 (0,09)