

APLW 057

Gicleur à injection

avec support en plastique, forme étoile avec butée, Ø 6, long. 275 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm

Code EAN: 4002516116233 / Numéro de matériel: 11105170 / Ancien Numéro de matériel: 69305700D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 (75)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	3 (75)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	11 5/16 (287)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	2 3/16 (55)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	11 13/16 (300)
Poids net en lb (kg)	1 (0,03)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,09)