

APLW 061

Gicleur à injection

avec support en plastique et support pr goulots, forme étoile, Ø 6, long.115 mm.

Code EAN: 4002516116271 / Numéro de matériel: 11105210 /
Ancien Numéro de matériel: 69306100D



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	76
Dimension extérieure, largeur nette en mm	76
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	124
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 1/4 (55)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 5/8 (90)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	3 3/4 (95)
Poids net en kg	1 (0,03)
Poids brut en kg	1 (0,06)