

APLW 062

Gicleur à injection

avec support en plastique et support pr goulots, forme étoile, Ø 6, long.135 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm
- Avec fixation

Code EAN: 4002516116288 / Numéro de matériel: 11105220 / Ancien Numéro de matériel: 69306200D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	76
Dimension extérieure, largeur nette en mm	76
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	145
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 1/4 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/4 (95)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/8 (110)
Poids net en kg	1 (0,03)
Poids brut en kg	1 (0,07)