

APLW 062

Gicleur à injection

avec support en plastique et support pr goulots, forme étoile, Ø 6, long.135 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm
- Avec fixation

Code EAN: 4002516116288 / Numéro de matériel: 11105220 / Ancien Numéro de matériel: 69306200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 (76)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	3 (76)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	5 3/4 (145)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 3/4 (95)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	4 3/8 (110)
Poids net en lb (kg)	1 (0,03)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,07)