

APLW 063

Gicleur à injection

avec supports en plastique et support pr goulots, forme étoile, Ø 6, long. 175 m

Code EAN: 4002516116295 / Numéro de matériel: 11105230 /
Ancien Numéro de matériel: 69306300D



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm
- Avec fixation

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	3 (76) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	3 (76) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	7 3/8 (186) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 3/16 (55)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	11 13/16 (300)
Poids net en kg	1 (0,04)
Poids brut en kg	1 (0,10)