

APLW 064

Gicleur à injection

avec supports en plastique et support pr goulots, forme étoile, Ø 6, long. 225 m



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm
- Avec fixation

Code EAN: 4002516116301 / Numéro de matériel: 11105240 / Ancien Numéro de matériel: 69306400D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	76
Dimension extérieure, largeur nette en mm	76
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	231
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 1/4 (55)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4 (100)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	11 7/8 (300)
Poids net en kg	1 (0,04)
Poids brut en kg	1 (0,10)