

APLW 066
Gicleur à injection
avec support Ø 6, longueur 175 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm

Code EAN: 4002516116325 / Numéro de matériel: 11105260 /
Ancien Numéro de matériel: 69306600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Inox
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	75
Dimension extérieure, largeur nette en mm	75
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	182
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 1/4 (55)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 7/8 (250)
Poids net en kg	1 (0,07)
Poids brut en kg	1 (0,08)