

APLW 069

Gicleur à injection

avec tablette en inox, Ø 8, longueur 255 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Surface de contact avec la pointe de la buse, Ø 17 mm

Code EAN: 4002516116356 / Numéro de matériel: 11105290 /
Ancien Numéro de matériel: 69306900D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	87
Dimension extérieure, largeur nette en mm	87
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	263
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	13 7/8 (350)
Poids net en kg	1 (0,08)
Poids brut en kg	1 (0,09)