

APLW 070

Gicleur à injection

avec tablette en inox, Ø 8, longueur 320 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Surface de contact avec la pointe de la buse, Ø 17 mm

Code EAN: 4002516116363 / Numéro de matériel: 11105300 / Ancien Numéro de matériel: 69307000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	87
Dimension extérieure, largeur nette en mm	87
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	330
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	4 3/8 (108)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4 5/8 (117)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	12 1/8 (305)
Poids net en kg	1 (0,10)
Poids brut en kg	1 (0,19)