

APLW 071

Gicleur à injection

avec supp. pr cyl. gradués jusqu'à Ø 105 mm et buses d'inj. Ø 8, long. 320 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injection usuels
- Pour cylindres gradués, éprouvettes graduées et tubes à essai
- Surface de contact avec la pointe de la buse, Ø 17 mm

Code EAN: 4002516116370 / Numéro de matériel: 11105310 / Ancien Numéro de matériel: 69307100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	120
Dimension extérieure, largeur nette en mm	120
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	330
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	4 15/16 (125)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 1/2 (165)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	13 13/16 (350)
Poids net en kg	1 (0,24)
Poids brut en kg	1 (0,38)