

APLW 086

Support pour goulots de bouteilles

Ø 45 mm, pour buses d'injection Ø 6 mm.



**Image**  
in progress

Code EAN: 4002516116646 / Numéro de matériel: 11105460 /  
Ancien Numéro de matériel: 69308600D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	33
Dimension extérieure, largeur nette en mm	33
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	70
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	6 3/4 (170)
Poids net en kg	1 (0,05)
Poids brut en kg	1 (0,05)