

APLW 086

Support pour goulots de bouteilles

Ø 45 mm, pour buses d'injection Ø 6 mm.



Code EAN: 4002516116646 / Numéro de matériel: 11105460 /  
Ancien Numéro de matériel: 69308600D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	1 5/16 (33)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	1 5/16 (33)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	2 13/16 (70)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	6 3/4 (170)
Poids net en lb (kg)	1 (0,05)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,05)