

APLW 089  
Adaptateur  
pour buses d'injection.



- Pour l'adaptation de buses d'injection de Ø 6 mm

Code EAN: 4002516116677 / Numéro de matériel: 11105490 /  
Ancien Numéro de matériel: 69308900D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 5/8 (15)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 5/8 (15)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	0 11/16 (17)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	6 3/4 (170)
Poids net en lb (kg)	1 (0,00)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,01)