

APLW 090

Enregistrement

pour pipettes de max. 14 mm et minimum 4 mm de diamètre.



Code EAN: 4002516116684 / Numéro de matériel: 11105500 /
Ancien Numéro de matériel: 69309000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Logement	•
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	20
Dimension extérieure, largeur nette en mm	20
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	20
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	6 3/4 (170)
Poids net en kg	1 (0,00)
Poids brut en kg	1 (0,00)