

APLW 091
Enregistrement
pour buses d'injection Ø 2,5 mm.



Code EAN: 4002516116691 / Numéro de matériel: 11105510 /
Ancien Numéro de matériel: 69309100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Logement	•
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	20
Dimension extérieure, largeur nette en mm	20
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	17
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 1/4 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (120)
Poids net en kg	1 (0,00)
Poids brut en kg	1 (0,00)