

APLW 092

Bouchon d'obturation

pour obturer les ouvertures inutilisées des supports de charge.



Code EAN: 4002516116714 / Numéro de matériel: 11105520 /
Ancien Numéro de matériel: 69309200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	12
Dimension extérieure, largeur nette en mm	12
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	15
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (120)
Poids net en kg	1 (0,00)
Poids brut en kg	1 (0,00)