

APLW 093  
Douille de rinçage  
avec capuchon pour pipettes de Ø maximal 11 mm



Code EAN: 4002516116721 / Numéro de matériel: 11105530 /  
Ancien Numéro de matériel: 69309300D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Logement	•
Autres accessoires	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Silicone
Couleur	Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1 (25) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1 (25) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	4 11/16 (118) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (120)
Poids net en kg	1 (0,05)
Poids brut en kg	1 (0,05)