

A 300/3

Module

pour prise en charge optimale de verres de laboratoire – équipé avec 8 buses.



- Pr verrerie de labo : flacons Erlenmeyer, ballons gradués, etc.
- Avec 4 buses A 840 et 4 buses A 841
- Fait partie du système SimpleLoad
- Distance entre les buses 118 mm de largeur, 118 mm de profondeur

Code EAN: 4002516188964 / Numéro de matériel: 11116900 / Ancien Numéro de matériel: 69630003D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	8
Fait partie du système SimpleLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	8
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	9 (228) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	8 1/4 (208) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	18 7/8 (479) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 1/2 (240)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	20 5/16 (515)
Poids net en kg	4 (1,47)
Poids brut en kg	5 (1,91)
Paquet d'accessoires	
A 840, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 130 mm [nombre]	4
A 841, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 210 mm [nombre]	4