


A 301/5

Module

pour prise en charge optimale de verres de laboratoire – équipé avec 18 buses.



- Pr verrerie de labo : flacons Erlenmeyer, ballons gradués, etc.
- Avec 9 buses A 842 et 9 buses A 843
- Fait partie du système SimpleLoad
- Distance entre les buses 78 mm de largeur, 78 mm de profondeur

Code EAN: 4002516188971 / Numéro de matériel: 11116950 / Ancien Numéro de matériel: 69630105D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Fait partie du système SimpleLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	18
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	8 (203) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	9 3/16 (232) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	18 15/16 (480) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 11/16 (245)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	20 5/16 (515)
Poids net en kg	5 (2,16)
Poids brut en kg	7 (3,17)
Paquet d'accessoires	
A 842, gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 90 mm [nombre]	9
A 843, gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 185 mm [nombre]	9