


A 302/3

Module

pour prise en charge optimale de verres de laboratoire – équipé avec 32 buses.



- Pr verrerie de labo : flacons Erlenmeyer, ballons gradués, etc.
- Avec 16 buses A 844 et 16 buses A 845
- Fait partie du système SimpleLoad
- Distance entre les buses 60 mm de largeur, 57 mm de profondeur

Code EAN: 4002516188988 / Numéro de matériel: 11116960 / Ancien Numéro de matériel: 69630203D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Fait partie du système SimpleLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	32
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	5 11/16 (143) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	9 3/8 (238) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	18 7/8 (479) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 3/8 (135)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	11 7/16 (290)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	23 1/4 (590)
Poids net en kg	4 (1,49)
Poids brut en kg	6 (2,67)
Paquet d'accessoires	
A 844, gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 80 mm [nombre]	16
A 845, gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 125 mm [nombre]	16